



**TECHNIMOUNT**  
MEDICAL®

## BASE DE FIXATION UNIVERSELLE

GUIDE DE L'UTILISATEUR



MAXIMISER L'EFFICACITÉ  
DES SOINS DE SANTÉ

## Droits d'auteur

Droits d'auteur 2025 Technimount Médicale Inc. est une société affiliée de Technologies CGC Inc. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération, traduite dans une langue quelconque, modifiée sous quelconque forme ou par quelconque moyen, sans l'autorisation écrite de Technimount ou de ses sociétés affiliées.

## Marques de commerce

Les noms des fabricants de produits et d'appareils médicaux sont des marques de commerce<sup>MC</sup> ou des marques déposées<sup>MD</sup> de leurs détenteurs respectifs.

- Technimount EMS® est une marque déposée de Technologies CGC Inc.
- Oxivir® est une marque déposée Diversey.
- Lavo® est une marque déposée de KIK Holdco Company, Inc.

Pour tout problème avec votre produit Technimount, ses composants ou pour toute question technique lors de l'installation, l'utilisation ou la maintenance, communiquer avec le soutien technique à l'adresse [techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com).

## Coordonnées

### Technimount Médicale Inc.

Aux soins des affaires réglementaires

3770 rue Jean Marchand, 100-B

Québec (Québec) G2C 1Y6

Canada

[customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com)

[techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com)

[legal@technimount.com](mailto:legal@technimount.com)

[www.technimount.com](http://www.technimount.com)

T + 1 581 700-6583

SF + 1 888 521-0871 (Amérique du nord)

## Table des matières

<b>Droits d'auteur .....</b>	<b>ii</b>
<b>Marques de commerce.....</b>	<b>ii</b>
<b>Coordonnées .....</b>	<b>ii</b>
<b>1. Mentions et considérations générales .....</b>	<b>5</b>
..... 1.1. Utilisation prévue .....	5
..... 1.2. Compétence de l'utilisateur .....	5
..... 1.3. Garanties.....	6
..... 1.3.1. Politique de garantie.....	6
..... 1.3.2. Garantie limitée .....	6
..... 1.3.3. Clause de garantie internationale .....	7
..... 1.3.4. Responsabilité de l'utilisateur.....	7
..... 1.4. Réclamations.....	7
..... 1.4.1. Marchandise endommagée ou défectueuse .....	7
..... 1.4.2. Politique de retour.....	7
..... 1.4.3. Autorisation de retour de matériel (ARM) .....	8
..... 1.4.4. Processus de réclamation .....	8
<b>2. Directives générales de sécurité .....</b>	<b>9</b>
..... 2.1. Symboles et définitions .....	9
..... 2.2. Étiquettes.....	10
..... 2.3. Mesures de sécurité.....	11
<b>3. Spécifications techniques .....</b>	<b>13</b>
<b>4. Schémas d'orientation de la Base de Fixation Universelle .....</b>	<b>15</b>
<b>5. Pièces illustrées de la Base de Fixation Universelle.....</b>	<b>16</b>
<b>6. Opérer la Base de Fixation Universelle .....</b>	<b>17</b>
..... 6.1. Installer un appareil médical sur une Base de Fixation Universelle.....	17
..... 6.2. Retirer un appareil médical de la Base de Fixation Universelle.....	19
<b>Annexe I Évaluation des compétences du personnel clinique.....</b>	<b>21</b>
<b>Annexe II Déballez la Base de Fixation Universelle.....</b>	<b>23</b>
<b>Annexe III Installer la Base de Fixation Universelle .....</b>	<b>25</b>
..... Installer une Base de Fixation Universelle sur un comptoir/chariot.....	25
..... Temps d'installation requis.....	25
..... Outils requis .....	25

..... Pièces requises .....	25
..... Procédure d'installation .....	25
..... Installer une Base de Fixation Universelle sur une Tablette adaptatrice Flex.....	27
..... Temps d'installation requis.....	27
..... Outils requis .....	27
..... Pièces requises .....	27
..... Procédure d'installation .....	28
..... Installer une Base de Fixation Universelle sur un adaptateur Flex .....	29
..... Temps d'installation requis.....	29
..... Outils requis .....	29
..... Pièces requises .....	29
..... Procédure d'installation .....	30
<b>Annexe IV Maintenance.....</b>	<b>31</b>
..... Fréquence de maintenance .....	32
..... Outils requis.....	32
..... Solutions de nettoyage testées et approuvées.....	32
..... Plan de maintenance .....	33
..... Points d'inspection illustrés.....	36
<b>Annexe V Pièces/ensemble de remplacement.....</b>	<b>37</b>
<b>Annexe VI Gabarits de perçage (impression à l'échelle) .....</b>	<b>39</b>
..... Gabarit de perçage – Installer une Base de Fixation Universelle sur un comptoir/chariot d'urgence.....	39
..... Gabarit de perçage – Installer une Tablette adaptatrice Flex sur un comptoir/chariot d'urgence.....	41

## 1. Mentions et considérations générales

Le manuel de l'utilisateur de la Base de Fixation Universelle contient des renseignements détaillés sur le produit, les standards et les directives afin d'assister l'administrateur/gestionnaire/superviseur et le technicien biomédical (ou équivalent) avec le déballage, l'assemblage (lorsque indiqué) et la maintenance du produit Technimount. Ce document comprend également des renseignements spécifiques destinés à l'utilisateur afin d'aider le personnel clinique formé à utiliser efficacement la base.

Prière de lire attentivement le manuel de l'utilisateur afin d'évaluer, de comprendre et de transmettre son contenu au personnel clinique lors de la formation, afin de les prévenir de tout danger potentiel lié à son utilisation abusive, comment utiliser le produit de façon sécuritaire et fournir un lieu sécuritaire pour les patients ainsi que pour eux-mêmes. Vos protocoles internes établis doivent être mis à jour pour inclure les normes, les directives, les exigences et les recommandations de sécurité relatives au(x) produit(s) Technimount figurant dans cette documentation. Le manuel de l'utilisateur doit rester à la disposition des utilisateurs en cas de besoin et être transmis en cas de vente ultérieure du produit.

**REMARQUE :** Technimount cherche continuellement à améliorer la conception et la qualité des produits. Bien que ce manuel de l'utilisateur contienne les renseignements les plus récents sur le produit au moment de l'impression, il peut contenir des différences mineures avec la version actuelle, incluant les références illustrées. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le support technique à l'adresse [techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com).

**REMARQUE :** Technimount se réserve le droit de modifier les numéros de pièces et les produits sans préavis. Communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com) pour s'assurer des options et de la disponibilité du produit.

### 1.1. Utilisation prévue

La Base de Fixation Universelle est conçue afin de permettre au personnel clinique formé de sécuriser et de déplacer les appareils médicaux et les accessoires qui sont essentiels aux soins des patients, dans les hôpitaux et les cliniques.

### 1.2. Compétence de l'utilisateur

Afin d'utiliser la Base de Fixation Universelle de façon sécuritaire, le personnel clinique doit avoir le niveau de compétence requis. Une formation doit être offerte au personnel clinique, en prenant en compte leur fonction et leur niveau d'interaction avec la base :

- **Compétent (personnel clinique formé) :** A reçu la formation requise, possède les connaissances suffisantes pour utiliser le produit de façon sécuritaire et a réussi l'évaluation des compétences (consulter la section « Évaluation des compétences du personnel clinique » à la page 21).

**REMARQUE :** Tout membre du personnel clinique n'ayant pas reçu la formation requise, ni les connaissances nécessaires pour opérer la base de façon sécuritaire ne doit pas utiliser le produit.

- **Expert (administrateur/gestionnaire/superviseur)** : Possède des connaissances et une compréhension approfondies sur le produit, et est familier avec les standards et les directives. Qualifié pour former le personnel clinique sur l'utilisation sécuritaire du produit.
- **Avancé (technicien biomédical ou équivalent)** : Possède une vaste expérience mécanique. Qualifié pour effectuer le déballage, l'assemblage, les vérifications de sécurité, la maintenance basées sur l'état telles que détaillées dans ce document, ou le dépannage de base, les procédures de mise à niveau, et les procédures de remplacement lorsqu'applicables.

### 1.3. Garanties

#### 1.3.1. Politique de garantie

Cette déclaration constitue l'intégralité de la politique de garantie de Technimount en ce qui concerne les produits Technimount. Technimount ne formule aucune autre garantie ou déclaration, exprimé ou implicite, sauf dans la mesure prévue aux présentes. Il n'y a aucune garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. En aucun cas Technimount ne pourra être tenue responsable, en vertu des présentes, des dommages accessoires ou indirects, découlant de la vente ou de l'utilisation d'un tel produit ou de quelque manière que ce soit.

Technimount Médicale Inc. garantit à l'« acheteur » d'origine du « produit » avec lequel la « garantie limitée » est incluse, que le produit sera exempt de « défauts » de fabrication et de matériaux dans des conditions d'utilisation normale pour une « période de garantie » d'un (1) an à compter de la date d'achat du produit par l'acheteur. Lors de la période de garantie, le produit sera réparé ou remplacé conformément à la « garantie limitée » sans frais pour l'acheteur pour les pièces ou la main-d'œuvre. Les pièces et le produit peuvent être réparés ou remplacés par des pièces ou des produits neufs ou remis à neuf. En vertu de la présente garantie limitée, « remis à neuf » désigne les pièces et les produits qui sont remis à l'état d'origine quant aux spécifications d'usine, plus précisément. Si le produit est réparé ou remplacé lors de la période de garantie, le plus long entre la période de garantie restante ou trois (3) mois à compter de la date de réparation ou de remplacement s'appliquera. Si le produit est réparé ou remplacé après la fin de la période de garantie, la période de garantie pour la réparation ou le remplacement expirera trois (3) mois après la date de réparation ou de remplacement.

#### 1.3.2. Garantie limitée

La garantie limitée ne s'applique pas à l'usure normale qui pourrait résulter d'une utilisation normale. Elle ne s'applique pas lorsque le produit ou l'un de ses composants a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Technimount. Elle ne couvre pas la réparation ou le remplacement d'un produit ou d'une partie de celui-ci endommagés par négligence, mauvaise utilisation, humidité, liquides, exposition à la chaleur, accidents, abus et non-respect des instructions d'installation et d'utilisation fournies avec le produit. La garantie limitée ne couvre pas les dommages physiques à la surface du produit. La décision de réparer, remplacer ou refuser la couverture est définitive et à la seule discrétion de Technimount, sans compensation ni obligation de la part de Technimount. Le produit défini comme « base » ou « system de fixation », utilisé pour sécuriser et de déplacer les appareils médicaux et les accessoires compatibles dans les hôpitaux et les cliniques, est spécialement conçu pour répondre à cette exigence. Toute autre utilisation annulera la garantie et Technimount ne sera pas tenue responsable de toute réclamation si le produit a été modifié ou adapté pour une autre utilisation.

### 1.3.3. Clause de garantie internationale

Cette garantie est conforme à la politique nationale canadienne. La garantie à l'extérieur du Canada peut varier d'un pays à l'autre. Communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com) pour obtenir de plus amples renseignements.

### 1.3.4. Responsabilité de l'utilisateur

L'acheteur et l'administrateur sont responsables de valider les règlements et les normes de sécurité dans leur région afin de se conformer aux réglementations de sécurité applicables. Technimount n'est pas responsable d'informer l'acheteur ou l'administrateur de toute réglementation applicable en matière de sécurité dans sa région.

L'administrateur est responsable de fournir une formation adéquate à tout le personnel qui installera, utilisera et effectuera la maintenance des produits Technimount.

## 1.4. Réclamations

### 1.4.1. Marchandise endommagée ou défectueuse

La réglementation ICC exige que les réclamations pour marchandise endommagée soient faites auprès du transporteur dans les quinze (15) jours suivant la date de réception. **Ne pas** accepter les marchandises endommagées à moins que de tels dommages ne soient indiqués sur le reçu de livraison au moment de la réception. Après une notification rapide, Technimount présentera une réclamation de transport au transporteur approprié pour les dommages subis. Le montant des réclamations est limité au coût de remplacement réel. Si la réclamation n'a pas été reçue par Technimount dans les quinze (15) jours suivant la date de livraison, ou si les dommages n'ont pas été notés sur le reçu de livraison au moment de la réception, le client sera responsable du paiement complet de la facture originale.

Les réclamations pour des articles manquants ou brisés doivent être faites dans les trente (30) jours suivant la facturation. Pour plus de détails, reportez-vous au processus de réclamation ou communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com).

### 1.4.2. Politique de retour

Les produits Technimount peuvent être retournés jusqu'à soixante (60) jours à compter de la date de réception, si :

- Le produit reçu ne correspond pas à ce qui a été commandé à l'origine.
- Le produit ne répond pas aux spécifications techniques de la fiche technique de Technimount.
- Le produit n'est pas compatible avec l'appareil sur lequel il a été conçu pour être installé.

Pour retourner un produit Technimount,

- Une autorisation de retour de matériel (ARM) doit être demandée et approuvée par Technimount avant de retourner le produit.
- Les produits doivent être retournés non endommagés et dans leur emballage d'origine, identifiés de manière appropriée avec le numéro d'ARM approuvée. Les retours ne seront pas approuvés pour un article modifié ou endommagé.
- Des frais peuvent s'appliquer si le colis reçu est endommagé ou s'il manque des articles.

- L'acheteur est responsable des frais de remise en stock (voir le Tableau 1).

**Tableau 1:** Frais de remise en stock

FRAIS DE REMISE EN STOCK	
Avant trente (30) jours	10%
Avant quarante-cinq (45) jours	25%
Avant soixante (60) jours	30%

Pour tout défaut de fabrication, consulter les conditions de la politique de garantie ou communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com) pour obtenir de plus amples renseignements.

#### 1.4.3. Autorisation de retour de matériel (ARM)

Le service à la clientèle de Technimount est responsable de tous les retours de marchandises et fournira un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM), après approbation. L'ARM doit être imprimée et placée sur la marchandise retournée. Technimount se réserve le droit de facturer des frais d'expédition et de remise en stock (voir le Tableau 1) pour les articles retournés. Les articles spéciaux, modifiés ou discontinués, ne sont pas sujets à des retours.

#### 1.4.4. Processus de réclamation

À la réception de la marchandise retournée, une inspection approfondie sera effectuée. Si la marchandise est conforme à la politique de retour ou si elle est jugée défectueuse, Technimount prendra des mesures correctives et fermera la réclamation. Toutefois, si l'article n'est pas défectueux, mais qu'il a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, il ne sera pas couvert par la garantie. Les détails des constatations et conclusions vous seront communiqués peu de temps après. Pour soumettre une réclamation, communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com) pour obtenir un formulaire d'autorisation de retour de matériel (ARM) et des instructions de retour.

## 2. Directives générales de sécurité

Toujours lire et respecter toutes les directives de sécurité énoncées dans le présent document. Les pictogrammes, les symboles de sécurité et les étiquettes sont utilisés pour alerter l'utilisateur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut mettre en danger les patients ou le personnel clinique, et/ou endommager le produit. Cela comprend les précautions spéciales nécessaires à l'utilisation sécuritaire et efficace du produit Technimount afin d'éviter les dommages pouvant résulter de l'utilisation ou d'une mauvaise utilisation. Les termes « Avertissement » et « Attention » dans les présentes ont une signification particulière et doivent être passés en revue attentivement.

**AVERTISSEMENT** – Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves, et/ou endommager le produit.

**ATTENTION** – Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées, et/ou endommager le produit.

### 2.1. Symboles et définitions



**AVERTISSEMENT – Risque de blessure**

Indique lorsqu'une mauvaise utilisation du produit Technimount pourraient causer des blessures aux patients, au personnel clinique, et/ou endommager le produit.



**ATTENTION – Pratique sécuritaire**

Avertit le lecteur de porter une attention particulière aux recommandations et aux méthodes décrivant l'utilisation sécuritaire du produit afin de minimiser les risques pour les patients, le personnel clinique et le produit.



**ATTENTION – Manipulation et utilisation sécuritaires**

Avertit le lecteur de porter une attention particulière aux recommandations pour l'utilisation sécuritaire du produit et des situations potentiellement dangereuses qui peuvent entraîner des blessures mineures pour les patients ou le personnel clinique. Cela comprend les précautions spéciales nécessaires à l'utilisation sécuritaire et efficace du produit afin d'éviter les dommages pouvant résulter de l'utilisation ou d'une mauvaise utilisation.



**ATTENTION – Charge Maximale d'Utilisation (CMU)/équilibre de la charge**

Indique la charge maximale totale pour une utilisation sécuritaire du produit.




**ATTENTION – Suivre les instructions d'utilisation**

Appel à l'action. Rappelle au lecteur de consulter le manuel de l'utilisateur pour obtenir des renseignements.

## 2.2. Étiquettes

L'étiquetage sur la surface du produit Technimount permet d'identifier rapidement les risques potentiels et fournit des renseignements à l'utilisateur. Une étiquette manufacturière, y compris le numéro de série et la charge maximale d'utilisation (Figure 1), est visible sur le produit Technimount.



1. Étiquette manufacturière

**Figure 1:** Emplacement de l'étiquette manufacturière

### 2.3. Mesures de sécurité

Lire attentivement toutes les mesures de sécurité décrites aux présentes avant d'utiliser le produit Technimount, transmettre au personnel clinique lors de la formation, puis inclure dans vos protocoles internes établies.

Des mesures de sécurité plus spécifiques destinées aux techniciens biomédicaux (ou équivalents) concernant les vérifications de sécurité et la maintenance basées sur l'état se trouvent dans la section « Maintenance » à la page 31.



#### **AVERTISSEMENT – Risque de blessure**

- **Ne pas** utiliser la Base de Fixation Universelle dans un véhicule de transport. La base a été conçue uniquement pour un usage dans les hôpitaux et/ou les cliniques.
- Toujours utiliser la Base de Fixation Universelle tel qu'elle a été prévue, utilisant uniquement les supports de fixation Technimount et les appareils médicaux compatibles. Une mauvaise utilisation peut rendre le système instable et causer des blessures aux patients ou au personnel clinique. Consulter les « Spécifications techniques » à la page 13 pour les compatibilités.
- En cas d'incidents graves avec la Base de Fixation Universelle, cesser immédiatement son utilisation, contacter le support technique à [technicalsupport@technimount.com](mailto:technicalsupport@technimount.com) pour obtenir un plan de mesures correctives, puis rapporter l'incident aux autorités appropriées.



#### **ATTENTION – Pratique sécuritaire**

- Toujours porter une attention particulière à l'état du mécanisme à déclenchement rapide de la Base de Fixation Universelle, afin d'éviter tout risque de bris, que l'équipement tombe ou de blessures aux patients ou au personnel clinique.
- S'exercer à utiliser de façon sécuritaire la Base de Fixation Universelle jusqu'à ce que les manipulations aient été perfectionnées, avant de l'utiliser avec les patients. Une mauvaise utilisation d'un produit Technimount peut l'endommager ou causer des blessures aux patients ou au personnel clinique.
- Les règlements et les normes de sécurité sont la responsabilité exclusive de l'utilisateur final. S'assurer que les spécifications d'installation répondent aux exigences de conformité locales et régionales avant l'utilisation.
- Consulter vos protocoles internes établies et la documentation utilisateur fournies avec chaque appareil médical spécifique pour connaître les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation sécuritaire avec la Base de Fixation Universelle.



#### **ATTENTION – Manipulation et utilisation sécuritaires**

- Toujours s'assurer que le mécanisme à déclenchement rapide de la Base de Fixation Universelle soit correctement engagé et fonctionnel avant l'utilisation, afin d'éviter tout risque au base, aux patients ou au personnel clinique.
- Toujours s'assurer que l'appareil médical et/ou le support de fixation soit correctement sécurisé sur la Base de Fixation Universelle avant l'utilisation, afin d'éviter tout risque au base, aux patients ou au personnel clinique.
- Toujours porter attention de ne pas coincer le(s) cordon(s) d'alimentation ou le(s) câble(s) lors de l'installation ou le retrait des appareils médicaux et/ou les accessoires. Consulter vos protocoles internes établies pour les instructions d'utilisation sécuritaire avec la Base de Fixation Universelle.

**ATTENTION – Charge Maximale d'Utilisation (CMU)/équilibre de la charge**

**Ne pas** surcharger la Base de Fixation Universelle pour éviter les incidents de basculement ou les risques d'effondrement. La surface d'installation choisie devraient pouvoir soutenir le poids de la base avec l'appareil médical et les accessoires. En aucune circonstance Technimount ne sera pas tenu responsable des incidents ou des dommages encourus par une installation qui est non conforme. Consulter les « Spécifications techniques » à la page 13 au besoin. La Charge Maximale d'Utilisation (CMU) est de 24 lb (10,89 kg).

**ATTENTION – Suivre les instructions d'utilisation**

- Toujours lire et respecter toutes les directives de sécurité indiquées, en plus de suivre toutes les instructions fournies dans la documentation de l'utilisateur de la Base de Fixation Universelle.
- La Base de Fixation Universelle peut être utilisé avec des supports de fixation Technimount, appareils médicaux et/ou accessoires facultatifs. Consulter la documentation de l'utilisateur spécifique de chacun pour connaître les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation sécuritaire.

### 3. Spécifications techniques

<b>Nom du produit</b>	Base de Fixation Universelle
<b>Description</b>	Système de fixation conçu afin de permettre au personnel clinique formé de sécuriser et de déplacer les appareils médicaux et les accessoires qui sont essentiels aux soins des patients
<b>Code de produit</b>	101-20-UN
<b>Environnement d'opération</b>	Hôpital/Clinique
<b>Conformité</b>	IEC 60601 (sections mécaniques applicables)
<b>Durée de vie prévue</b>	5 ans
<b>Civière compatible</b>	N/A
<b>Système de fixation compatible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dessus de comptoir</li> <li>- Chariot d'urgence</li> <li>- Chariot à roulettes</li> <li>- Support murale</li> <li>- Tablette adaptatrice Flex</li> <li>- Adaptateur Flex</li> <li>- Bras auxiliaires</li> <li>- Gamme de produit THS™</li> </ul> <p>Communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse <a href="mailto:customerservice@technimount.com">customerservice@technimount.com</a> pour plus de détails</p>
<b>Appareils médicaux/ accessoires compatibles ou équivalent</b>	Appareils médicaux qui sont sécurisés dans un support de fixation Technimount qui ont un disque inférieur standard compatible
<b>Dimensions (L X P X H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de Fixation Universelle : 6,5 po X 8,21 po X 1,64 po (16,51 cm X 20,86 cm X 4,15 cm)</li> <li>- Option : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablette adaptatrice Flex : 6,04 po X 6,75 po X 6,2 po (17,12 cm X 15,35 cm X 16,8 cm)</li> <li>- Adaptateur Flex : 4,79 po X 4,63 po X 0,25 po (12,12 cm X 11,76 cm X 0,64 cm)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Poids</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de Fixation Universelle : 2,23 lb (1,01 kg)</li> <li>- Option : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablette adaptatrice Flex : 4,68 lb (2,12 kg)</li> <li>- Adaptateur Flex : 0,32 lb (0,15 kg)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de Fixation Universelle : Aluminium</li> <li>- Option : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablette adaptatrice Flex : Acier</li> <li>- Adaptateur Flex : Aluminium</li> </ul> </li> </ul>

---

**Charge Maximale d'Utilisation (CMU)** 24 lb (10,89 kg)

---

**Température de fonctionnement** - 31° F à 113° F (- 35° C à 45° C)

---

**Solutions de nettoyage testées et approuvées**


- Oxivir®, Peroxyde d'hydrogène 5% avec acide peracétique (AHP)
  - Lavo® 12, Hypochlorite de Sodium 10 000 ppm
  - TNT-100, Ammonium Quaternaires 5%
  - Spectro-Sept, Alcool Éthylique 5%
  - Spectrol, Sel d'EDTA 5%
- 

**Options**


- 830-00-UN-06 : Tablette adaptatrice Flex (6 po)
  - 603-00-WMA-GCX : Adaptateur Flex
-

#### 4. Schémas d'orientation de la Base de Fixation Universelle

**REMARQUE :** Les orientations de référence dans ce document sont du point de vue du personnel clinique, quand ils sont face à la base.




Avant de la base



Arrière de la base


**Figure 2:** Schémas d'orientation de la Base de Fixation Universelle

5. Pièces illustrées de la Base de Fixation Universelle



- |   |   |
|---|---|
| 1. Levier de verrouillage à glissière du mécanisme à déclenchement rapide en position déverrouillée                             | 4. Levier de verrouillage à glissière du mécanisme à déclenchement rapide en position verrouillée                               |
| 2. Disque de verrouillage désengagé   | 5. Disque de verrouillage engagé  |
| 3. Étiquette d'identification déverrouillée  | 6. Étiquette d'identification verrouillée  |

**Figure 3:** Composants de la Base de Fixation Universelle



- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Appareil médical sécurisé dans un support de fixation Technimount | 2. Base de Fixation Universelle |
|--|---------------------------------|

**Figure 4:** Exemple d'un appareil médical sécurisé dans un support de fixation et installé sur la base

## 6. Opérer la Base de Fixation Universelle

Le contenu de cette section est destiné au personnel clinique qualifié, ayant reçu la formation requise et réussi l'évaluation des compétences, ayant donc des connaissances suffisantes pour utiliser la base de façon sécuritaire.


**REMARQUE :** Seul un support de fixation Technimount avec un disque inférieur standard peut être installé sur la Base de Fixation Universelle. Consulter la documentation de l'utilisateur du support de fixation pour les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation sécuritaire.

### 6.1. Installer un appareil médical sur une Base de Fixation Universelle

1. S'assurer que le levier de verrouillage à glissière du mécanisme à déclenchement rapide de la base soit en position déverrouillée. Si le levier est en position verrouillée  (Figure 5 A), glisser le levier vers la gauche en position déverrouillée  (Figure 5 B).

(A)


(B)



**Figure 5:** Déverrouillage de la base


2. S'assurer que l'appareil médical soit correctement sécurisé dans le support de fixation. Consulter la documentation de l'utilisateur du produit Technimount au besoin.

- Aligner et déposer le support de fixation sur la Base de Fixation Universelle (Figure 6), en s'assurant d'insérer le disque de verrouillage de la base dans le disque inférieur standard du support de fixation.




**Figure 6:** Installation de l'appareil médical

- Glisser le levier du mécanisme à déclenchement rapide vers la droite en position verrouillée  (Figure 7) afin de verrouiller la base et sécuriser l'appareil médical.



**Figure 7:** Verrouillage de la base

5. Déplacer l'appareil médical d'avant à arrière à quelques reprises afin de s'assurer qu'il soit verrouillé et sécurisé dans la base. Si le disque inférieur standard du support de fixation reste dans la base après la vérification, l'appareil médical est correctement verrouillé et sécurisé.
6. Tourner l'appareil médical jusqu'à 360° dans le sens horaire ou antihoraire, jusqu'à la position désirée (Figure 8).




**Figure 8:** Opérer l'appareil médical sur la base

L'installation d'un appareil médical sur une Base de Fixation Universelle est complétée.

## 6.2. Retirer un appareil médical de la Base de Fixation Universelle


1. Glisser le levier du mécanisme à déclenchement rapide vers la gauche en position déverrouillée  (Figure 9), afin de déverrouiller la base.




**Figure 9:** Déverrouillage de la base

2. Soulever l'appareil médical verticalement pour le retirer de la base (Figure 10), puis le mettre de côté sur une surface plate et propre ou, le placer dans son espace de rangement dédié. Consulter vos protocoles internes établies au besoin.

(A)



(B)



**Figure 10:** Retrait de l'appareil médical

Le retrait d'un appareil médical de la Base de Fixation Universelle est complété.

## Annexe I Évaluation des compétences du personnel clinique

Suite à la formation, chaque membre du personnel SMU et clinique doit faire l'objet d'une évaluation des compétences afin d'assurer son entière compréhension de l'étiquetage, les avertissements et attentions, les risques potentiels, les pratiques sécuritaires et les procédures d'opération requises pour l'utilisation sécuritaire de la Base de Fixation Universelle. Envisager ajouter les éléments suivants à vos protocoles de formation interne.

Nom de la personne  
en formation :

Unité :

Nom de l'évaluateur :

Date :

### ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL SMU ET CLINIQUE

#### CRITÈRES DE COMPÉTENCE

RÉUSSI

ÉCHOUÉ

#### Étiquetage

- Capable d'identifier la signification et les risques potentiels associés aux différentes étiquettes de sécurité :
- Charge Maximale d'Utilisation (CMU)

#### Mesures de sécurité

- Sait qu'il **ne faut pas** utiliser la Base de Fixation Universelle dans un véhicule de transport.
- Sait qu'il faut toujours utiliser la Base de Fixation Universelle tel qu'elle a été prévue, utilisant uniquement les supports de fixation Technimount et les appareils médicaux compatibles.
- Sait qu'il faut toujours porter une attention particulière à l'état du mécanisme à déclenchement rapide de la Base de Fixation Universelle.
- Sait qu'il faut toujours s'assurer que le mécanisme à déclenchement rapide de la Base de Fixation Universelle soit correctement engagé et fonctionnel avant l'utilisation.
- Sait qu'il faut toujours s'assurer que l'appareil médical et/ou le support de fixation soit correctement sécurisé sur la Base de Fixation Universelle avant l'utilisation.
- Sait qu'il faut toujours porter attention de ne pas coincer le(s) cordon(s) d'alimentation ou le(s) câble(s) lors de l'installation ou le retrait des appareils médicaux et/ou les accessoires.
- Sait qu'il **ne faut pas** surcharger la Base de Fixation Universelle.
- Sait qu'il faut toujours lire et respecter toutes les directives de sécurité indiquées, en plus de suivre toutes les instructions fournies dans la documentation de l'utilisateur de la Base de Fixation Universelle.

**ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL SMU ET CLINIQUE**

CRITÈRES DE COMPÉTENCE	RÉUSSI	ÉCHOUÉ
<b>Opération</b>		
- Capable d'installer/retirer un appareil médical et/ou un support de fixation Technimount sur/de la Base de Fixation Universelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Capable d'opérer l'appareil médical et/ou un support de fixation Technimount sur la Base de Fixation Universelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- S'est exercé à utiliser la Base de Fixation Universelle, a perfectionné les manipulations et a acquis le niveau de compétence requis pour l'utiliser de façon sécuritaire avec le patient.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Annexe II      Déballer la Base de Fixation Universelle

Le déballage doit être réservé aux techniciens biomédicaux (ou équivalents) ayant une grande expérience mécanique et un niveau de compétence avancé.

1. Avant d'accepter l'expédition, inspecter la ou les boîtes d'expédition à la recherche de signes de dommages. Prendre des photos et les signaler rapidement, lorsqu'applicable.
2. Déplacer la ou les boîtes d'expédition à l'emplacement de l'installation.
3. Ouvrir la ou les boîtes d'expédition.
4. Déballer la ou les boîtes et s'assurer que tout le matériel d'expédition et d'emballage a été retiré correctement avant l'installation.

**REMARQUE :** Conserver tout le matériel d'emballage pour une utilisation ultérieure.

5. Identifier tous les composants et le matériel inclus pour l'installation lorsqu'applicable, puis les mettre de côté. Consulter la section « Installer la Base de Fixation Universelle » à la page 25 pour connaître les pièces requises.
6. Inspecter les articles pour déceler des signes de dommages. Prendre des photos et les signaler rapidement, lorsqu'applicable.



### Annexe III Installer la Base de Fixation Universelle

Le contenu de cette section est destiné aux techniciens biomédicaux (ou équivalents) ayant une grande expérience mécanique, un niveau de compétence avancé et qui ont lu les « Mesures de sécurité » à la page 11. Parcourir la section et choisir la procédure d'installation qui s'applique à vos besoins.

#### Installer une Base de Fixation Universelle sur un comptoir/chariot

**REMARQUE :** La procédure suivantes illustre l'installation de la Base de Fixation Universelle sur un chariot d'urgence, mais les mêmes instructions sont applicables sur n'importe quelle surface horizontale.

#### Temps d'installation requis

5-10 minutes

#### Outils requis

- Vis en acier inoxydable 10-32 po (4X; fournis par l'utilisateur. La longueur dépend de la profondeur de la surface d'installation)
- Tournevis (dépend de la visserie)
- Adhésif frein-filet de force moyenne (🔹)

#### Pièces requises

- Base de Fixation Universelle
- Gabarit de perçage pour l'installation de la Base de Fixation Universelle


**ASTUCE !** Malgré que l'utilisation d'un gabarit de perçage ne soit pas requis, il facilite l'installation. Imprimer le « Gabarit de perçage – Installer une Base de Fixation Universelle sur un comptoir/chariot d'urgence » à la page 39 au besoin.

#### Procédure d'installation

1. S'assurer que la surface d'installation choisie respecte les directives de sécurité et d'installation requises. Consulter les « Spécifications techniques » à la page 13 au besoin.
2. Percer des trous dans la surface d'installation à l'aide du gabarit de perçage.

- Placer la Base de Fixation Universelle sur la surface d'installation, puis par le dessous de la surface d'installation, visser la base à l'aide de quatre (4) vis en acier inoxydable 10-32 po enduit d'adhésif frein-filet de force moyenne et d'un tournevis (Figure 11 A).

**REMARQUE :** S'assurer de laisser un dégagement autour de la base qui est suffisant pour permettre de tourner l'appareil médical jusqu'à 360° dans le sens horaire ou antihoraire (Figure 11 B). Le dégagement nécessaire dépendra de la taille de l'appareil médical et de son support de fixation, ainsi que de la Charge Maximale d'Utilisation (CMU) de la base. Consulter les « Spécifications techniques » à la page 13 au besoin.



**Figure 11:** Installation de la base sur un chariot d'urgence

- Déplacer la base d'avant à arrière à quelques reprises afin de s'assurer qu'elle soit sécurisée sur la surface d'installation. Si elle ne bouge pas après la vérification, elle est correctement sécurisée.

L'installation d'une Base de Fixation Universelle sur un comptoir/chariot est complétée.

### Installer une Base de Fixation Universelle sur une Tablette adaptatrice Flex

#### Temps d'installation requis

5-10 minutes

#### Outils requis

- Vis en acier inoxydable 10-32 po (4X; fournis par l'utilisateur. La longueur dépend de la profondeur de la surface d'installation)
- Tournevis (dépend de la visserie)
- Adhésif frein-filet de force moyenne (🔹)

### Pièces requises


- Base de Fixation Universelle
- Tablette adaptatrice Flex
- Gabarit de perçage pour l'installation de la Tablette adaptatrice Flex

**ASTUCE !** Malgré que l'utilisation d'un gabarit de perçage ne soit pas requis, il facilite l'installation. Imprimer le « Gabarit de perçage – Installer une Tablette adaptatrice Flex sur un comptoir/chariot d'urgence » à la page 41 au besoin.

### Procédure d'installation

1. S'assurer que la surface d'installation choisie respecte les directives de sécurité et d'installation requises. Consulter les « Spécifications techniques » à la page 13 au besoin.
2. Percer des trous dans la surface d'installation à l'aide des trous de perçage intérieurs de la Tablette adaptatrice Flex et du gabarit de perçage.

**ASTUCE !** Pour faciliter le perçage, insérer la mèche par les quatre (4) trous de perçage intérieurs de la partie supérieure de la Tablette adaptatrice Flex (Figure 12).




1. Trous extérieurs pour l'installation de la base sur la Tablette adaptatrice Flex (4X)

2. Trous de perçage intérieurs pour l'installation de la Tablette adaptatrice Flex sur la surface horizontale (8X)

**Figure 12:** Trous de perçage de la Tablette adaptatrice Flex


3. Placer la Tablette adaptatrice Flex sur la surface d'installation, puis visser la tablette à l'aide de quatre (4) vis en acier inoxydable 10-32 po enduit d'adhésif frein-filet de force moyenne et d'un tournevis (Figure 13).




**Figure 13:** Installation de la Tablette adaptatrice Flex sur un chariot d'urgence

4. Déplacer la Tablette adaptatrice Flex d'avant à arrière à quelques reprises afin de s'assurer qu'elle soit sécurisée sur la surface d'installation. Si elle ne bouge pas après la vérification, elle est correctement sécurisée.
5. Placer la Base de Fixation Universelle sur la Tablette adaptatrice Flex, puis visser la base à l'aide de quatre (4) vis en acier inoxydable 10-32 po enduit d'adhésif frein-filet de force moyenne et d'un tournevis (Figure 14).

(A)



(B)



**Figure 14:** Installation de la base sur une Tablette adaptatrice Flex

6. Déplacer la base d'avant à arrière à quelques reprises afin de s'assurer qu'elle soit sécurisée sur la tablette. Si elle ne bouge pas après la vérification, elle est correctement sécurisée.

L'installation d'une Base de Fixation Universelle sur une Tablette adaptatrice Flex est complétée.

### Installer une Base de Fixation Universelle sur un adaptateur Flex

#### Temps d'installation requis

5-10 minutes

#### Outils requis


- Tournevis Phillips #2

#### Pièces requises

- Base de Fixation Universelle
- Adaptateur Flex
- Vis à tête plate 10-32 po X 3/4 po L (4X)

#### Procédure d'installation

1. Identifier le pièces d'assemblage de l'adaptateur Flex (Figure 15).




1. Adaptateur Flex

2. Vis à tête plate 10-32 po X 3/4 po L (4X)

**Figure 15:** Pièces d'assemblage de l'adaptateur Flex

2. Retourner la Base de Fixation Universelle, puis placer et sécuriser l'adaptateur Flex sur la base à l'aide de quatre (4) vis à tête plate 10-32 po X 3/4 po L et d'un tournevis Phillips #2 (Figure 16).



**Figure 16:** Installation de la base sur l'adaptateur Flex

3. Déplacer l'adaptateur Flex d'avant à arrière à quelques reprises afin de s'assurer qu'il soit sécurisé sur la base. S'il ne bouge pas après la vérification, il est correctement sécurisé.
4. Retourner la Base de Fixation Universelle.

L'installation d'une Base de Fixation Universelle sur un adaptateur Flex est complétée.

## Annexe IV Maintenance

Les vérifications de sécurité et la maintenance basée sur l'état doivent être effectués par des techniciens biomédicaux (ou équivalents) ayant une grande expérience mécanique, un niveau de compétence élevé et ayant lu toutes les « Mesures de sécurité » à la page 11, ainsi que les mesures de sécurité spécifiques à la maintenance énumérées ci-dessous.

Des facteurs tels que la météo, l'environnement, l'emplacement géographique et l'utilisation individuelle nécessiteront des besoins différents. Pour la maintenance de la Base de Fixation Universelle, suivre les directives indiquées dans le présent manuel de l'utilisateur et conformément à vos pratiques de maintenance actuels et vos protocoles internes établies. Communiquer avec le soutien technique à l'adresse [techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com) pour tout problème lié aux pièces de rechange ou à la réparation.



### **AVERTISSEMENT** – Avertissement général

- **Ne pas** effectuer de vérifications de sécurité ni de maintenance basée sur l'état avant d'avoir lu toute la documentation utilisateur, acquis les connaissances et compréhension approfondie sur le produit, et s'être familiarisé avec les standards et les directives.
- Des vérifications de sécurité et une maintenance basée sur l'état sont requis et doivent être établis pour tous les produits Technimount.
- Effectuer les vérifications de sécurité et les opérations de maintenance, comme décrit dans ce manuel de l'utilisateur. Le non-respect du plan de maintenance recommandé ou de ses directives peut entraîner des dommages prématurés au produit.
- Utiliser uniquement les pièces Technimount, les procédures de maintenance, les solutions de nettoyage et les lubrifiants (lorsqu'applicable), comme décrit dans le présent manuel de l'utilisateur. L'utilisation de pièces ou de procédures modifiées non approuvées pour l'installation, l'utilisation ou la maintenance du produit Technimount peut rendre le système instable et causer des blessures aux patients ou au personnel clinique et annuler la garantie du produit.
- Remplacer les pièces endommagées ou usées si elles ont dépassé leur durée de vie prévue ou si elles sont endommagées (consulter la section « Pièces/ensemble de remplacement » à la page 37). Recycler les pièces endommagées ou les éliminer conformément aux lois environnementales qui s'appliquent à votre juridiction et consulter les fiches signalétiques de sécurité (FSS).



### **ATTENTION** – Manipulation et utilisation sécuritaires

- **Ne pas** utiliser des solutions de nettoyage ou des désinfectants qui sont non autorisées, non testées ou non approuvées, afin d'éviter d'endommager la surface de votre produit Technimount et d'annuler la garantie. Technimount ne sera pas tenu responsable des dommages encourus par l'utilisation d'une solution de nettoyage non autorisées, non testées ou non approuvées.
- **Ne pas** utiliser d'outils électriques pour visser le matériel lors de l'installation, car il y a un risque potentiel d'endommager les filetages.
- **Ne pas** nettoyer à la vapeur et n'utiliser pas de produits de nettoyage à ultrasons sur le système ni sur un de ses composants.
- **Ne pas** immerger les pièces ou les composants métalliques dans l'eau.
- Pour éliminer les taches, la température maximale de l'eau ne doit pas dépasser 82 °C (180 °F). La pression maximale de l'eau ne doit pas dépasser 103,5 BAR (1 500 lb/po<sup>2</sup>). Si un nettoyeur à haute pression est utilisé, la buse de pression doit être maintenue à au moins 61 cm (24 po) du produit.
- Lors du nettoyage, utiliser toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié en fonction de vos protocoles internes établies (p. ex., gants, lunettes, etc.).

**ATTENTION – Corrosion**

- Toujours rincer et sécher correctement la Base de Fixation Universelle après avoir utilisé des produits de nettoyage. Certains produits de nettoyage sont corrosifs de nature et peuvent endommager le produit s'ils ne sont pas utilisés correctement. Consulter les fiches signalétiques de sécurité (FSS) du produit pour obtenir des renseignements sur les produits chimiques ou sur la manipulation, l'entreposage et les mesures d'urgence en cas d'accident.
- Éliminer les déchets corrosifs conformément aux lois environnementales qui s'appliquent à votre juridiction et consulter les fiches signalétiques de sécurité (FSS).

**ATTENTION – Suivre les instructions d'utilisation**

Toujours lire et respecter toutes les directives de sécurité indiquées, en plus de suivre toutes les instructions fournies dans la documentation de l'utilisateur du produit de nettoyage.

**Fréquence de maintenance**

- Les vérifications de sécurité et les maintenance basée sur l'état doivent être effectués au minimum tous les mois ou aussi souvent que nécessaire, afin de prolonger la longévité de la Base de Fixation Universelle dans des conditions optimales.
- Décontaminer la Base de Fixation Universelle selon les recommandations de vos protocoles internes établies, ainsi que les réglementations et les normes en vertu des procédures de prévention et de contrôle des infections.

**Outils requis**

- Linge sec et propre
- Brosse douce
- Nettoyeur à pression
- Solutions de nettoyage
- Adhésif frein-filet de force moyenne (🔹)
- Tournevis (dépend de la visserie)
- Tournevis Phillips #2 (configuration de l'adaptateur Flex)

**Solutions de nettoyage testées et approuvées**

- Oxivir, Peroxyde d'hydrogène 5% avec acide peracétique (AHP)
- Lavo 12, Hypochlorite de Sodium 10 000 ppm
- TNT-100, Ammonium Quaternaires 5%
- Spectro-Sept, Alcool Éthylique 5%
- Spectrol, Sel d'EDTA 5%

## Plan de maintenance

**REMARQUE :** En cas de non-conformité, cesser d'utiliser le produit et contacter immédiatement le support technique à l'adresse [techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com) pour obtenir un plan de mesures correctives.

**REMARQUE :** Toujours conserver vos registres d'activités de maintenance et retirer immédiatement les produits défectueux ou périmés de votre inventaire.

PLAN DE MAINTENANCE	CONFORME	
VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ	OUI	NON

**Base de Fixation Universelle (Figure 17)**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspecter visuellement tous les composants de la Base de Fixation Universelle pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'attaques chimiques, que le matériel est en bon état et qu'il n'y a pas de vis desserrées :</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Levier de verrouillage à glissière du mécanisme à déclenchement rapide</li> <li>- Disque de verrouillage</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspecter visuellement tous les composants des pièces optionnelles (dépend de votre configuration) pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'attaques chimiques, que le matériel est en bon état et qu'il n'y a pas de vis desserrées :</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablette adaptatrice Flex</li> <li>- Adaptateur Flex</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si les composants sont endommagés, retirer le produit de la circulation et contacter immédiatement le support technique pour un plan de mesures correctives.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- S'il y a des traces d'attaque chimique, suivre la maintenance comme décrite ici.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si la visserie n'est pas en bon état, la remplacer. Contacter le support technique au besoin.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si la visserie est desserrée, la resserrer à l'aide d'adhésif frein-filet de force moyenne et d'un tournevis.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspecter visuellement les cavités des composants du mécanisme à déclenchement rapide et du disque de verrouillage pour vous assurer qu'il n'y a pas de particules de logées. Si c'est le cas, retirer immédiatement à l'aide d'un linge propre et sec.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Déplacer le levier de verrouillage à glissière du mécanisme à déclenchement rapide de gauche à droite pour vous assurer du bon fonctionnement. Le mécanisme devrait glisser d'un côté à l'autre sans aucune résistance, et le disque de verrouillage devrait se déplacer d'avant à arrière suivant le mouvement du levier. Si ce n'est pas le cas, retirer immédiatement le produit de la circulation et contacter le support technique pour obtenir un plan de mesures correctives.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |

PLAN DE MAINTENANCE	CONFORME	
---------------------	----------	--

VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ	OUI	NON
---------------------------	-----	-----

- Installer/retirer l'appareil médical dans son support de fixation sur/de la base à quelques reprises pour vous assurer du bon fonctionnement. Le disque inférieur standard sous le support de fixation devrait facilement s'insérer et se verrouiller lorsque le levier de verrouillage à glissière du mécanisme à déclenchement rapide est déplacé vers la droite en position verrouillée , et facilement déverrouillé et retiré lorsque le levier de verrouillage à glissière du mécanisme à déclenchement rapide est déplacé vers la gauche en position déverrouillée . Si ce n'est pas le cas, retirer immédiatement l'accès au produit et contacter le support technique pour obtenir un plan de mesures correctives.



MAINTENANCE BASÉE SUR L'ÉTAT	OUI	NON
------------------------------	-----	-----

Après les vérifications de sécurité,

**Nettoyer la Base de Fixation Universelle**



1. Enlever l'excès de saleté à l'aide d'un linge propre, au besoin.
2. Enlever les contaminants à l'aide d'un nettoyeur à pression ou tel que recommandé dans vos protocoles internes établies et procédures de contrôles.
3. Nettoyer à l'aide d'une solution de nettoyage et d'un linge propre.
4. Laisser la solution reposer sur la surface pour retirer les taches, au besoin.

**REMARQUE :** Éviter la sursaturation et veiller à ce que le produit ne reste pas sur la surface de la base plus longtemps que ce qui est recommandé par le fabricant du nettoyant.


5. Rincer soigneusement la solution avec un linge propre imbibé d'eau tiède, puis sécher tous les composants avec un linge propre avant de les remettre en service.

Commentaires et observations suite aux vérifications de sécurité et à la maintenance basée sur l'état :

Plan de maintenance complété le (jj/mm/aaaa) :

Plan de maintenance complétée par :

Points d'inspection illustrés



- |   |   |
|---|---|
| 1. Levier de verrouillage à glissière du mécanisme à déclenchement rapide en position déverrouillée                             | 4. Levier de verrouillage à glissière du mécanisme à déclenchement rapide en position verrouillée                               |
| 2. Disque de verrouillage désengagé   | 5. Disque de verrouillage engagé  |
| 3. Étiquette d'identification déverrouillée  | 6. Étiquette d'identification verrouillée  |

**Figure 17:** Points d'inspection illustrés

**Annexe V Pièces/ensemble de remplacement**


Technimount se réserve le droit de changer les numéros de pièce/ensembles et les produits sans préavis. Communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com) pour s'assurer des options et de la disponibilité des produits, ou avec le soutien technique à l'adresse [techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com) pour les pièces/ensemble de rechange ou les problèmes liés à la réparation.

NUMÉRO DE PIÈCE/ ENSEMBLE	DESCRIPTION DE PIÈCE/ENSEMBLE
N/A	N/A




Annexe VI Gabarits de perçage (impression à l'échelle)

Gabarit de perçage – Installer une Base de Fixation Universelle sur un comptoir/chariot d'urgence





Gabarit de perçage – Installer une Tablette adaptatrice Flex sur un comptoir/chariot d'urgence





**TECHNIMOUNT**  
MEDICAL®

# MAXIMISER L'EFFICACITÉ DES SOINS DE SANTÉ