




**TECHNIMOUNT**  
MEDICAL®

## **ANCHORMED™**

SYSTÈME D'ANCRAGE POUR SÉCURISER LA CIVIÈRE  
STRYKER® PRIME SERIES® 1105

---



**MAXIMISER L'EFFICACITÉ  
DES SOINS DE SANTÉ**

# ANCHORMED™


## Composantes du produit

Le système d'ancrage pour civière AnchorMed™ sécurise la civière Stryker® Prime Series® 1105 au sol dans les environnements de soins psychiatriques et d'urgence.

Conçu pour améliorer la sécurité des intervenants et des patients tout en optimisant le contrôle opérationnel, cette solution innovante assure la stabilisation lors des interventions auprès des patients agités, sans nécessiter une civière fixée de façon permanente.

### Fixations pour civière

Tige d'attelage  
côté pied




Tige d'attelage  
côté tête



### Fixations au sol

Ancrage au sol



Commande au pied à  
déclenchement rapide



Guide d'attelage  
au sol



Guide de roue  
au sol

# ANCHORMED™


## Faits saillants

### CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES

- Renforce la sécurité des patients agités et des intervenants en milieux psychiatriques et d'urgence.
- Empêche tout mouvement de la civière lors d'interventions nécessitant la stabilité.
- Commande au pied à déclenchement rapide brevetée\*, avec double activation simultanée pour un désengagement sécuritaire et contrôlé de l'ancrage au sol AnchorMed.
- Pédales positionnées de façon ergonomique pour faciliter l'utilisation.
- Deux points d'ancrage assurant un verrouillage haute résistance de la civière Stryker Prime Series 1105.
- Accroît la flexibilité opérationnelle en éliminant le besoin d'une civière fixée de façon permanente au sol.
- Rubans de marquage pour faciliter un ancrage rapide et simple de la civière.
- Conception en acier inoxydable pour une durabilité accrue et un nettoyage efficace.
- Installation qui respecte l'intégrité de la civière.
- Tests de résistance aux manipulations brusques et aux vibrations menés afin d'assurer la robustesse.



Commande au pied à déclenchement rapide avec double activation simultanée.



# ANCHORMED™

## Spécifications techniques

<b>Nom du produit</b>	AnchorMed™
<b>Description</b>	Système d'ancrage pour civière spécifiquement conçu pour sécuriser la civière Prime Series 1105 Stryker au sol dans les hôpitaux lors des soins en urgence psychiatrique
<b>Code de produit</b>	- Fixation au sol AnchorMed BAM-S-MS-01 - Fixation pour civière AnchorMed BAM-S-MS-02
<b>Environnement d'opération</b>	Hôpitaux
<b>Conformité</b>	Les sections applicables, testées en conformité avec IEC 60601-1 : 2005+A1:2012+A2:2020 (édition 3.2)
<b>Civière compatible</b>	Civière Prime Series® 1105 Stryker
<b>Dimensions (L X P X H)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- AnchorMed : 1136,7 mm X 708,7 mm X 200,7 mm (44,75 po X 27,9 po X 7,9 po)</li><li>- Fixation au sol AnchorMed : 1043,9 mm X 279,4 mm X 177,8 mm (41,1 po X 11 po X 7 po)</li><li>- Tige d'attelage côté pied : 235 mm X 152,4 mm X 149,9 mm (9,25 po X 6 po X 5,9 po)</li><li>- Tige d'attelage côté tête : 99,1 mm X 76,2 mm X 158,8 mm (3,9 po X 3 po X 6,25 po)</li><li>- Fixation pour civière AnchorMed : 1136,7 mm X 708,7 mm X 81,3 mm (44,75 po X 27,9 po X 3,2 po)</li><li>- Ancrage au sol : 607,1 mm X 139,7 mm X 81,3 mm (23,9 po X 5,5 po X 3,2 po)</li><li>- Guide d'attelage au sol : 127 mm X 127 mm X 57,2 mm (5 po X 5 po X 2,25 po)</li><li>- Guide de roue au sol : 137,2 mm X 101,6 mm X 27,9 mm (5,4 po X 4 po X 1,1 po), chaque</li></ul>
<b>Poids</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- AnchorMed : 17,35 kg (38,2 lb)</li><li>- Fixation au sol AnchorMed : 7,1 kg (15,6 lb)</li><li>- Tige d'attelage côté pied : 6,2 kg (13,7 lb)</li><li>- Tige d'attelage côté tête : 0,9 kg (1,9 lb)</li><li>- Fixation pour civière AnchorMed : 10,25 kg (22,6 lb)</li><li>- Ancrage au sol : 8,3 kg (18,4 lb)</li><li>- Guide d'attelage au sol : 1 kg (2,2 lb)</li><li>- Guide de roue au sol (2X) : 0,5 kg (1 lb), chaque</li></ul>
<b>Composition</b>	Acier inoxydable et nylon
<b>Température de fonctionnement</b>	- 35° C à 45° C (- 31° F à 113° F)



[technimount.com](http://technimount.com)

Technimount Medical, Technimount Healthcare System et THS® sont des marques déposées de Technimount System.

Tous les noms de produits et de sociétés de dispositifs médicaux sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs.