



TECHNIMOUNT
EMS®



BRACKET PRO SERIE® 60 - GR

SYSTÈME DE FIXATION POUR LE TRANSPORT TERRESTRE
DU VENTILATEUR HAMILTON - T1®

SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ LÀ OÙ C'EST IMPORTANT

La Bracket Pro Serie 60 - GR est une solution de montage de pointe conçue pour le ventilateur Hamilton - T1 lors du transport EMS et de soins critiques.

Ce support offre des options adaptées à vos besoins, garantissant une installation rapide et facile dans diverses configurations de montage sur le terrain, facilitant un continuum de soins sans faille.

Testée conformément aux normes de sécurité les plus strictes de l'industrie, cette solution se positionne comme un gage de fiabilité et de commodité pour le personnel médical.

Chez Technimount EMS, nous comprenons que les équipes de services médicaux d'urgence et de transport de soins critiques ont besoin de solutions sur lesquelles elles peuvent compter. Nous concevons et développons des systèmes de montage de qualité, sécuritaires et flexibles, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte le plus - les soins aux patients.»

BRACKET PRO SERIE® 60 - GR

CONFIGURATIONS POTENTIELLES


Safety MD
Transporter*




Standard Surface
Base




Safety Arm System



Floor Mount System



Wall Mount Pro - RL



Wall Mount Pro

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit	Bracket Pro Serie® 60 - GR
Description	Système de fixation pour le transport terrestre du ventilateur Hamilton - T1 lors du transport EMS et de soins critiques.
Numéro du produit	- 700-23-HM (Disque inférieur) - 700-24-HM2D (Disques arrière & inférieur)
Caractéristiques	- Verrous rotatifs pour une installation et un retrait faciles du ventilateur - Adapté pour les installations sur surfaces, civières et chariots - Pieds
Environnement opérationnel	EMS/CCT (Terrestre)
Conformité	Testé conformément aux normes SAE J3043 et AMD-028
Systèmes de fixation compatibles	- Standard Surface Base - Micro Base - Wall Mount Pro - RL - Safety Arm System - Safety MD-Transporter® - Floor Mount System
Dimensions (L x P x H)	- 700-23-HM: 11.5 po. X 10 po. X 11.8 po. (29.2 cm X 25.4 cm X 30 cm) - 700-24-HM2D: 11.5 po. X 10.6 po. X 11.8 po. (29.2 cm X 26.9 cm X 30 cm)
Poids	- 700-23-HM: 5.6 lb (2.5 kg) - 700-24-HM2D: 5.9 lb (2.7 kg)
Composition	- Support: aluminium 6061-T6 avec finition anodisée argentée - Disque inférieur: aluminium 6061-T6 avec inserts en acier inoxydable 304 et coussinets en fibre PEEK - Micro disque anti-rotation : aluminium 6061-T6 avec finition anodisée argentée - Pieds: acétal
Charge maximale d'utilisation (CMU)	17.3 lb (7.9 kg)
Température d'opération	- 31° F à 113° F (- 35° C à 45° C)
Installation	- Le ventilateur est installé dans le support et sécurisé par deux (2) loquets rotatifs - Le support est installé dans la Standard Surface Base et/ou la Micro Base et fixé par un mécanisme de sécurité avec bouton de déverrouillage rapide.
Modèle & options de configuration	Contactez le service à la clientèle à l'adresse suivante: customerservice@technimount.com

* Les noms des fabricants de produits et d'équipements médicaux sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs. Technimount n'a pas de relation commerciale avec ces fabricants d'équipements médicaux.

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ




CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Le disque inférieur standard et le micro disque anti-rotation optionnel, offrent un accès à différentes configurations de montage sur des surfaces, civières et supports muraux.
- ✓ Un mécanisme de verrous rotatifs garantissant une fixation sécurisée et stable du ventilateur pour un transport sécuritaire.
- ✓ La conception du support respecte l'intégrité et la fonctionnalité du Hamilton - T1.
- ✓ Installation et retrait faciles pour un déploiement rapide en cas d'urgence.
- ✓ Pieds durables pour stabiliser le support sur toute surface plane.
- ✓ Testé conformément aux normes de sécurité les plus strictes de l'industrie pour le transport terrestre des appareils médicaux.

AVANTAGES

- + Permet une flexibilité pour utiliser la solution de montage dans différents environnements, en accommodant les différents besoins des patients pendant le transport.
- + Facilite l'installation et améliore la stabilité et la sécurité en empêchant tout mouvement ou détachement non intentionnel de l'appareil.
- + Permet un accès complet aux connecteurs et aux tubulures du ventilateur en tout temps, contribuant à maintenir les connexions cruciales avec le patient.
- + Assure que le ventilateur peut être monté de manière sécuritaire tout en répondant au besoin de portabilité, offrant ainsi la tranquillité d'esprit au personnel.
- + Offre une stabilité supplémentaire pour prévenir les dommages à l'appareil médical et facilite le nettoyage pour maintenir un environnement stérile.
- + Confère aux professionnels de la santé une confiance dans les performances de la solution de montage lors du transport des patients.



SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ LÀ OÙ CELA COMPTE LE PLUS.

technimount.com

